



НАСОС ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКИЙ РМi

для дозирования сред
в микробиологической лаборатории



PIONEERING DIAGNOSTICS

PM НАСОС ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ДОЗИРОВАНИЯ

в пробирки, флаконы и чашки Петри

- Точность и воспроизводимость
- Дозирование от 2 мл с 2% точностью
- Возможность дозирования больших объемов до 20 л



Заполнение флаконов и пробирок вручную

Легкое заполнение чашек Петри

УВЕЛИЧЬТЕ ВАШУ ПРОДУКТИВНОСТЬ

- Минимум ручных операций
- Легко использовать
- Автоматическая прослеживаемость
- Быстрая и лёгкая калибровка
- Полностью автоматизированный режим дозирования большого количества доз (с задаваемым временным интервалом)
- Ножная педаль для дозирования
- Сохранение до 99 программ
- Скорость розлива до 1,6 л/мин
- Магистраль для розлива

СОГЛАСНО МЕНЯЮЩИМСЯ ПОТРЕБНОСТЯМ

- Магистраль для розлива с 4 разными диаметрами (от 1,6 до 6,4 мм)
- Совместим с прибором MASTERCLAVE для дозирования приготовленной питательной среды, в том числе в чашки Петри
- Настраиваемая скорость до 600 об./мин
- Создание настраиваемых этикеток по произведенному дозированию



БЛАГОДАРИ ЛЁГКОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- Компактные габариты
- Легко использовать, устанавливать магистраль для розлива
- Цветовая индикация для визуализации статуса работы
- Интуитивно понятный интерфейс с большим сенсорным экраном
- Кнопка «справка»
- Перенос данных на USB-носитель или печать этикеток (опциональный внешний этикет-принтер (арт. 415187) и этикетки для этикет-принтера (арт. AESMN8550))

